



medi

protect

hernia belt

Wear & Care • Uso y Cuidado
• Pose et entretien

medi. I feel better.

protect WEAR & CARE

Application Instructions:

Open the clip of the belt strap, open the leg hooks by detaching the metal clips from the plastic attachment studs on the front, loosen all strap ends, (for single support, remove the pad on the non-hernia side and insert the included attachment stud) lie on your back and massage the hernia to reduce swelling, place the support over the affected spot, slip the elastic waist belt behind the back and fasten the closure clip, tighten this strap to fit, wrap elastic leg straps around the legs from back to front and fasten to the attachment studs, tighten the leg straps to fit. The straps can be trimmed as needed to remove excess material.

Care instructions:

Store in a cool dry place.

Washing instructions:

Hand wash only, hang to dry.

Indications:

Reducible Inguinal groin hernia

Contents:

25% polyester

25% nylon

25% rubber

20% PU foam

5% PVC

CONTAINS LATEX

CUIDADO Y USO DE protect

Instrucciones de colocación:

Destrabe el broche de la correa de la banda, abra los ganchos de la pierna desprendiendo los broches metálicos de los espárragos de sujeción situados al frente, suelte los extremos de todas las bandas, (para soporte individual, retire la almohadilla del lado sin hernia e inserte el espárrago de sujeción que viene incluido) recuéstese boca arriba y dele un masaje a la hernia para reducir la inflamación, coloque el soporte sobre la zona afectada, deslice la banda elástica de cadera por la espalda y fije el broche de cierre, apriete la banda hasta dejarla ajustada, envuelva las correas elásticas de la pierna de atrás hacia adelante, abroche los espárragos de sujeción y apriete las correas de la pierna hasta ajustarlas. Las correas se pueden recortar lo necesario para eliminar el material excesivo.

Instrucciones de cuidado:

Guardar en un lugar fresco y seco.

Instrucciones de lavado:

Lavar solo a mano; colgar para secar.

Indicaciones:

Reducción de hernia inguinal

Contenido:

25% poliéster

25% nailon

25% goma

20% espuma PU

5% PVC

CONTIENE LÁTEX

INSERTION ET ENTRETIEN DE protect

Instructions d'enfilage :

Ouvrir la pince de la courroie-ceinture et ouvrir les crochets des jambes en détachant les pinces métalliques de leur tige de fixation en plastique sur l'avant, et desserrer toutes les extrémités de courroies (pour un soutien unique, retirez le coussin sur le côté sans hernie et insérez la tige de fixation comprise). Couchez-vous sur le dos et faites un massage de la région avec hernie pour réduire le boursoufflement et placez le support sur l'aire affectée, glissez la ceinture élastique derrière votre dos et fermez la boucle de fixation puis serrez la courroie pour un bon ajustage. Faites ensuite passer les courroies élastiques autour des jambes de l'arrière vers l'avant et attachez-les sur les tiges de fixation puis serrez les courroies pour un bon ajustage. Au besoin, les courroies peuvent être raccourcies pour enlever l'excédent de matériel.

Instructions d'entretien:

Remiser dans un lieu frais et sec.

Instructions de lavage:

Laver à la main seulement et suspendre pour séchage à l'air libre.

Indications:

Hernie inguinale de l'aine réductible

Composition :

25 % polyester
25 % nylon
25 % caoutchouc
20 % mousse
polyuréthane
5 % PVC
CONTIENT DU LATEX